

„7 in 1“ – ein handliches Set für die Prophylaxe / PZR

Art. Nr. 19910.07

stoma color-stick®

Das farbcodierte Griffkonzept.

Vorteile:

- ergonomische, zielgerichtete Haptik
- effizientes, exaktes und sicheres Arbeiten auch über längere Zeit
- einfach und schnell zu reinigende Oberfläche
- leichte, desinfektions- und sterilisierfähige Handgriffe
- hochwertiger, voll eingefärbter Spezialkunststoff
- gezielte Farbcodierung zur schnellen Identifikation der Instrumente
- höchste Rationalität während der Bereitstellung, Anwendung und Aufbereitung



Aus Grau wird Grün!

DIN Gemäß DIN EN ISO 13397-2 haben wir die Farbe der Gracey-Kürette 7-8 geändert. Für eine schnellere Identifizierung der bukkal-lingual Graceys haben wir auch die 9-10 farblich angepasst. Ab sofort liefern wir diese beiden nur noch in grün. Solange der Vorrat reicht liefern wir auf speziellen Wunsch gerne noch in grau.



Wir bringen neue Farben ins Spiel!


Anwendungsbereiche der Original Gracey-Küretten

1-2
3-4
5-6
Frontzähne

7-8
9-10
Prämolaren und Molaren bukkal / oral

11-12
15-16
Prämolaren und Molaren mesial, Furkation: mesialer Anteil der distalen Wurzel

13-14
17-18
Prämolaren und Molaren distal, Furkation: distaler Anteil der mesialen Wurzel



stoma
Aus Leidenschaft für Perfektor



Side Medizintechnik GmbH
Ihr stoma® Partner in Österreich

Art.Nr.: Bezeichnung

7755.10 color-stick Kürette, Gracey GRC5-6, gelb, Griff Ø 10mm

7757.10 color-stick Kürette, Gracey GRC7-8, grün, Griff Ø 10mm

7761.10 color-stick Kürette, Gracey GRC11-12, violett, Griff Ø 10mm

7763.10 color-stick Kürette, Gracey GRC13-14, blau, Griff Ø 10mm

7835.10 color-stick Scaler HC6-7, grün, Griff Ø 10mm


7721.10 color-Stick Scaler 204SD, grün, Griff Ø 10mm

12924.00 Parodontometer PCP11,5(WHO), Griff Ø 6mm,

2991.07 p.i.c.-tray, 180x86x30mm, mit 2 Teflon Stegen und Bügel, für 7 Instrumente

Set Zusammenstellung:

Menge



3,5-5,5-8,5-11,5 mm



1

1

1

1

1

1

1

Side Medizintechnik GmbH Gumpling 1, A-4925 Pramet, Tel. 07754 36 606, Fax 07754 36 606-20, Email: office@side-med.at